

ЗГІДНО

Висновку державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Держпродспоживслужби
від 24.12.2019 № 12.2-18-1/28755

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
ТОВ «Бланідас»

Красько О.О.

«27» грудня 2019 р.

Інструкція

щодо застосування засобу

Bilysna neutralizator wash (Білизна нейтралізатор прання)

Ця інструкція визначає умови застосування засобу «**Bilysna neutralizator wash (Білизна нейтралізатор прання)**» виробництва ТОВ «Бланідас», Україна (Компанія сертифікована за стандартами ISO 9001) з метою нейтралізації лужного середовища під час прання білизни в лікувальних установах різного профілю, на підприємствах фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної, харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування і торгівлі, на всіх видах транспорту, в учбових та дошкільних закладах, побуті та в інших установах для дотримання належної гігієни.

Загальні положення.

«**Bilysna neutralizator wash (Білизна нейтралізатор прання)**» – м'який концентрат для пом'якшення тканини, спеціально розроблений для використання у спеціалізованих пральнях.

Склад засобу, мас. %: катіонні ПАВ - 5, лимонна кислота < 5, блакитний барвник, вода.

«**Bilysna neutralizator wash (Білизна нейтралізатор прання)**» – нейтралізує залишки лугів в розчині і волокнах тканини, повний біологічний розпад, зберігає тканину від пожовтіння, добре пом'якшує тканину, попереджає осідання часточок з статичним зарядом на синтетичних тканинах, білизна після прання надовго залишається свіжою і запашною.

Приготування робочих розчинів:

Концентрацію підбирають в залежності від типу прання і залишкової лужності води.

Оптимальна концентрація при умові жорсткої води – 0,6%. Засіб додавати на стадії останнього ополіскування.

Концентрація/%	Експозиція/хв.	Кількість засобу/мл на 1 кг сухої білизни
0,6	Експозиція прання вказана в інструкції виробника пральної машини	6-6,5

При застосуванні в побутових пральних машинах використовувати не більше 30 мл/5 кг сухої білизни.

Особливості застосування: Всі роботи з засобом слід проводити в спеціальному одязі, захищати руки гумовими рукавичками, уникати попадання в очі та на шкіру.

Пакування, транспортування, зберігання.

Засіб фасують у флакони від 1000 мл.

Засоби в упаковці перевозять всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів.

Зберігати в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5°C до +25°C.

Термін придатності: 2 роки з дати випуску.

ТУ У 24.5-36257034-008:2011

Дата останнього перегляду

Інженер з якості

ТОВ «Бланідас»

Плахотнюк М.О.

«27» грудня 2019 р.